


TESLA HEATING MASSAGER


USER MANUAL

- EN
- DE
- CZ
- SK
- PL
- HU
- RO

DEVICE DESCRIPTION



- 1) Status indicator (working/charging)
- 2) Power button



- 3) Battery/charging indicator
- 4) Temperature setting button (green/yellow/red)
- 5) Power button / Lock button
- 6) Intensity increase button
- 7) Digital display for intensity
- 8) Intensity decrease button
- 9) Switch button
(Click to switch between parts of the body)
- 10) Abdomen massage indicator
- 11) Reset button
- 12) Leg massage indicator
- 13) Shoulder massage indicator
- 14) Back massage indicator
- 15) Waist massage indicator

INSTRUCTIONS

1. Installation

A) Remove the blue gel protective film and attach the gel pads to the thin electrical coating on the back of the device.

- Before use, wipe the electrical coating carefully to prevent poor adhesion or disturbance of electrical conductivity caused by body sweat and grease.

- Make sure that the gel pads and the electrical coating fit tightly without any bubbles. If bubbles appear, use your finger to press the gel pads, which are separated by the transparent film.

B) Install the body with correctly determined left and right direction of wing extension. (Make sure the magnet is aligned).

2. Power on

Powering on for the first time (pairing the device with remote control):

Long press the power button on the remote control and the body for 6 seconds while the body and the remote are both off. The body's white light and the remote's switch light will begin to flash. When the white light on the body remains on and the remote switch light changes to white and remains on, pairing is successful.

Normally powering on:

Long press the power button for 3 seconds while the body and the remote control are both off. When the device is successfully connected to the remote control, the body's white light, digital display, body area indicator, and intensity decrease and increase buttons will remain on.

Pairing is required the first time the product is used. The body will automatically pair with the remote control after normal power-up.

3. Attaching the gel

Remove the white protective film of the gel and stick the product on the place where the massage is desired.

4. Start massage

Press the „+“ button on the remote control. The digital display screen will change from 00 to 01 and the body will start the massage.

5.Intensity

Press the „+/-“ button to adjust the intensity and select the intensity most suitable for you. The intensity is adjustable from 0 to 15.

- Long press the „-“ button to switch the massage output.

6.Mode

Press the switch button on the remote control to switch between massaging different parts of the body. There are 5 massage modes for different parts of the body.

7.Heating function

Press the temperature setting button to set the heating function. The heating temperature is divided into three levels: low, medium, and high.

- After 8 seconds of sticking it to the body, reheat it for a better experience.

8. Child lock function for remote control

When not operated, the remote control automatically enters the child lock function after 30 s. When you need to use the remote control, you can wake it up by pressing the switch button, and you can also press the switch button to lock the remote control screen during use.

9. Shutdown

The device switches off automatically after 15 minutes or by long pressing the power button on the remote control for 3 minutes.

10. Storage

After use, conveniently stick the white protective film back onto the gel and store it in a cool, dry place.

MAINTENANCE

1. To prolong the life of the built-in battery, store the massager when fully charged when not in use for an extended period of time and charge it once every 2-3 months.
2. If dust or sweat appears on the surface of the massager, wipe it gently with damp wipes (the wipes should not leak water).
3. If the gel pads are difficult to attach due to sweat, follow the steps below:
 - Use your finger to scoop up a drop of water and apply it evenly to the gel or gently wipe away dust.
 - After thoroughly wiping off the water, place the gel on top and place it in a well-ventilated and shaded area to dry.
 - Air dry until no moisture remains on the surface, stick the gel pads onto the white protective film, store them in a cool, dry place. (If the stickiness of the gel cannot be restored, please replace it with a new one.)

4. Method of gel removal

- Pinch one end of the gel pads with your fingers and tear off. (It is better to roll them up when tearing them off.)
- Completely remove the residual gel pads on the conductive coating to avoid the negative impact of incomplete cleaning. (Can be more easily removed by sticking a small amount of residual gel with a torn gel pad.)
- Make sure the machine is switched off when removing the gel pads, otherwise you may get burnt or scalded.
- After peeling off the gel, wipe the conductive coating carefully to prevent lack of adhesion or conductivity due to greasy sweat or body perspiration or grease.

5. Do not use or store this product in the following places:

- Direct sunlight
- Near fireworks
- Hot and humid place
- Dusty area
- Place with water
- Place with strong electromagnetic radiation

Suggested massage parts



Shoulder



Back



Abdomen



Waist



Leg

Not suggested massage parts



Head



Neck



Chest



Sensitive areas

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible causes	Solution
The device will not switch on when the ON/OFF button is pressed.	The battery may be low.	Fully charge the battery. If the device still cannot be switched on, contact customer service.
The device does not stick to the body.	Gel pads may be dirty or worn; the skin area to be treated may not be clean enough.	<ol style="list-style-type: none">1. Clean the adhesive surface of the gel pads with a damp, lint-free cloth. If the gel pads still do not hold firmly, they need to be replaced.2. Cleanse the skin before any application; do not use skin care creams or oils before treatment.
There is no noticeable stimulation.	Gel pads may be dirty or worn. Batteries may need charging.	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure the gel pads are in firm contact with the area to be treated.2. The battery is nearly empty. Fully charge it.
An unpleasant sensation appears at the site of application of gel pads.	The gel pads are worn. This can cause skin irritation.	Replace gel pads.

<p>The skin in the treated area turns red.</p>	<p>If the redness under the gel pads disappears quickly, this is not dangerous and is due to locally stimulated and increased blood flow.</p>	<p>Stop the process immediately and wait until your skin returns to normal. However, if skin irritation persists and is accompanied by itching or inflammation, consult your doctor before continuing treatment as this may be due to an allergic reaction to the sticky surface.</p>
<p>The skin turns red under the heat.</p>	<p>Redness under the thermal surface of the massage paste is due to the strongly stimulated blood flow in the heated tissue.</p>	<p>The skin should return to normal a few minutes after treatment. If redness persists and if itching or inflammation occurs, consult your doctor before using the heat function again.</p>
<p>The massage paste is too hot.</p>		<p>Press the ON/OFF button to stop the heating function and continue massaging.</p>

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

Contraindications

1. People with implanted electrical devices.
2. People with known or acute cardiac arrhythmia or cardiac impulse and conduction system disorders.
3. Pregnant women and children under 12 years of age.
4. All types of pets.

Persons with medical conditions on the advice of a doctor

1. Persons who are being treated or taking medication for a serious illness.
2. Persons with fever.
3. Persons with acute inflammation, purulent inflammation, and tendency to bleed.
4. Persons with blood abnormalities, infectious diseases, or skin diseases.
5. Persons with skin allergies.

Notes on use

1. Keep out of reach of children.
2. Elderly persons and persons who cannot take care of themselves should be accompanied during use.
3. Do not put the product or gel pads in the mouth.
4. Do not use this product during strenuous exercise.
5. Keep skin dry during use.
6. Do not apply to a wound.
7. When using, please avoid metal objects such as necklaces, bracelets, etc.
8. If you feel uncomfortable during use, please stop using.
9. Do not use continuously for too long (recommended no longer than 30 minutes) to prevent muscle fatigue, skin tingling, or redness.

Technical Specifications

Material: Silicone + ABS + PC

Size: 274 x 75 x 22 mm

Weight: 140 g

Rated voltage: 5 V

Rated power: 7.5 W

Battery capacity: 500 mAh

Charging voltage: DC 5 V / 3 A

Battery charging time: about 2 h

(This product is not supported by an external mobile power supply.)

Package contents:

1x Body

1x Remote control

1x Left wing

1x Right wing

1x USB charging cable

4x Gel pads

User Manual

The package of this product does not include a power adapter. The power adapters applicable to this product are power adapters for various mobile phones and computer USB interfaces. Using other types of power adapters may damage the product.

Light indicator description

Body lights status:

- White light is on: the device is in the on/standby mode.
- White light is flashing: the device is pairing with the remote control.
- Indicator light gradient: the unit is operating independently.
- One of the colours (red/yellow/green corresponds to low/medium/high temperature) remains lit: the device is warming up independently.
- One of the red/yellow/green gradient colours remains lit: the unit and the heating mode are working together.
- Blue light flashes: low power/charging status.

Status of the remote control indicator light

- The digital display and the body part light stay on: the device is powered on.
- Switch button is flashing: the device is in the Bluetooth pairing state.
- Digital display >00: Heating light does not light and body part light remains lit: TENS state is operating independently.
- One of the colors red/yellow/green (corresponding to low, medium, high temperature) remains lit: the device warms up on its own.
- One of the colours (red/yellow/green corresponds to low/medium/high temperature) remains lit: EMS and heating are working together.
- Red light flashing: the device needs charging.
- Blue light flashing: the device is charging.
- Blue light remains lit: the device is charged.

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Tesla Solar s.r.o declares that the radio equipment type TSL-HC-HM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tsl.sh/doc



Manufacturer / Importer

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com




TESLA HEATING MASSAGER

BENUTZUNGSANLEITUNG


- EN
- DE
- CZ
- SK
- PL
- HU
- RO

BESCHREIBUNG DES GERÄTES



- 1) Statusanzeige (Betrieb/Ladezustand)
- 2) Taste der Versorgungsspannung

Fernbedienung



- 3) Anzeige Batterie/Ladezustand
- 4) Taste der Temperatureinstellung (grün/gelb/rot)
- 5) Taste der Spannungsversorgung / Sperrtaste
- 6) Taste zur Erhöhung der Intensität
- 7) Digitales Display der Intensität
- 8) Taste zur Verringerung der Intensität
- 9) Umschalttaste
- 10) Anzeige der Massage des Bauches
- 11) Reset-Taste
- 12) Anzeige der Massage der Füße
- 13) Anzeige der Massage der Schultern
- 14) Anzeige der Massage des Rückens
- 15) Anzeige der Massage der Taille

HINWEISE

1. Installation

A) Entfernen Sie die blaue Gel-Schutzfolie und legen Sie die Gel-Pads an die dünne, elektrisch leitende Beschichtung auf der Rückseite des Gerätes an.

- Wischen Sie die Oberfläche der elektrisch leitenden Beschichtung vor jedem Gebrauch sorgfältig ab, um einem schlechten Anhaften oder einer Beeinträchtigung der elektrischen Leitfähigkeit infolge der Einwirkung von Schweiß und Fett entgegenzuwirken.

- Kontrollieren Sie stets, dass die Gel-Pads an die elektrische Beschichtung ohne Blasenbildung eng anliegen. Sollte es Ihnen nicht gelingen, die Pads mit der Oberfläche der Beschichtung ohne Blasen zu verbinden, drücken Sie die Pads über eine durchsichtige Folie mit den Fingern fester an und glätten Sie anschließend.

B) Befestigen Sie am Körper den linken und den rechten Massageflügel und achten Sie hierbei auf die richtige Seitenorientierung der Flügel. (Kontrollieren Sie die korrekte Lage des Magnets.)

2. Einschalten

Erstes Einschalten (Pairing des Gerätes mit der Fernbedienung):

Drücken Sie lange die Taste der Spannungsversorgung an der Fernbedienung und am Körper des Gerätes für die Dauer von 6 Sekunden, wenn der Körper sowie die Fernbedienung ausgeschaltet sind. Die weiße Kontrollleuchte am Körper und die Kontrollleuchte der Fernbedienung beginnen zu blinken. Der korrekte Verlauf des Pairings wird durch das dauerhafte Leuchten der Kontrollleuchte am Gerät und das dauerhafte Aufleuchten der weißen Kontrollleuchte an der Fernbedienung angezeigt.

Übliches Einschalten:

Drücken Sie lange die Taste der Spannungsversorgung für die Dauer von 3 Sekunden, wenn der Körper und die Fernbedienung ausgeschaltet sind. Nach dem erfolgreichen Verbinden des Gerätes und der Fernbedienung leuchten am Gerät weiterhin die weiße Kontrollleuchte, das digitale Display, die Anzeige des Körperteils und die Tasten zur Verringerung und Erhöhung der Intensität.

Das Pairing ist lediglich bei der ersten Benutzung erforderlich. Danach paart sich das Gerät mit der Fernbedienung nach dem Einschalten stets automatisch.

3. Anlegen der Gel-Pads

Entfernen Sie die weiße Schutzfolie des Gels und legen Sie die Pads an die gewünschte Körperpartien, die Sie massieren wollen.

4. Beginn der Massage

Drücken Sie die Taste „+“ an der Fernbedienung. Auf dem digitalen Display ändert sich der Wert von 00 auf 01 und das Gerät eröffnet die Massage.

5. Intensität der Massage

Mit dem Drücken der Taste „+/-“ wählen Sie die Intensität der Massage, die Ihnen am meisten zusagt. Die Intensität kann im Bereich 0 bis 15 eingestellt werden.

- Durch langes Drücken der Taste „-“ schalten den Leistungsmodus der Massage um.

6. Modus

Mit dem Drücken der Umschalttaste an der Fernbedienung können Sie zwischen den Massagen verschiedener Körperpartien umschalten. Zur Verfügung stehen 5 Massagemodi für verschiedene Körperpartien.

7. Heizfunktion

Die Heizfunktion aktivieren Sie durch das Drücken der Taste der Temperatureinstellung. Die Heizfunktion hat drei Stufen: niedrig, mittelwertig und hoch.

- Des besseren Erlebnisses wegen schalten Sie die Funktion 8 Sekunden nach dem Anlegen an den Körper wieder ein.

8. Funktion der Kindersicherung für die Fernbedienung

Sofern die Fernbedienung nicht verwendet wird, geht sie nach 30 s automatisch in die Funktion der Kindersperre über. Wenn Sie die Fernbedienung wieder verwenden wollen, können Sie sie durch das Drücken der Umschalttaste wieder „aufwecken“. Während der Benutzung können Sie mit dem Drücken der Umschalttaste das Display der Fernbedienung sperren.

9. Ausschalten

Das Gerät schaltet sich automatisch nach 15 Minuten aus oder Sie können es durch langes Drücken (3 s) der Taste der Spannungsversorgung an der Fernbedienung ausschalten.

10. Aufbewahrung

Kleben Sie nach der Benutzung die weiße Schutzfolie wieder an die Gel-Pads an und bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

WARTUNG

1. Sofern Sie die Lebensdauer der eingebauten Batterie verlängern wollen, bewahren Sie das Massagegerät stets voll aufgeladen auf. Bei langzeitiger Aufbewahrung laden Sie das Gerät einmal in 2-3 Monaten voll auf.

2. Sofern sich auf der Oberfläche des Massagegerätes Staub, Schweiß oder andere Verunreinigungen absetzen, wischen Sie sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder mit einer feuchten Serviette ab.

3. Sofern es Ihnen nicht gelingt, die Gel-Pads aufgrund des Schweißes richtig anzulegen, verfahren Sie gemäß den nachstehend angeführten Hinweisen:

- Nehmen Sie mit dem Finger einen Tropfen Wasser auf und tragen Sie ihn gleichmäßig auf das Gel-Pad auf, versuchen Sie ggf. den Staub vom Pad sanft abzuwischen.

- Nach gründlichem Abwischen des Wassers legen Sie die Pads mit der Oberseite nach oben an einem gut gelüfteten Ort ab, damit sie gründlich trocknen können.

- Nach dem gründlichen Trocknen kleben Sie auf die Gel-Pads wieder die weiße Schutzfolie auf und bewahren Sie sie an einem kühlen und trockenem Ort auf. (Sofern das Haftvermögen des Gels nicht erneuert werden kann, verwenden Sie ein neues Gel.)

4. Möglichkeiten der Entfernung des Gels

- Ergreifen Sie ein Ende des Gel-Pads fest mit den Fingern und reißen Sie es ab. (Beim Abreißen empfehlen wir, das Pad einzurollen.)
- Entfernen Sie restlos die Reste der Gel-Pads von der elektrisch leitenden Beschichtung, um ihre dauerhafte Verunreinigung zu verhindern. (Die Reste des Gels können durch wiederholtes Anlegen und Abreißen der abgerissenen Gel-Pads entfernt werden.)
- Vor dem Entfernen der Gel-Polster vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Es könnte zu einer Verbrennung oder Verbrühung kommen.
- Nach dem Entfernen des Gels wischen Sie die Oberfläche der elektrisch leitenden Beschichtung sorgfältig ab, um einem unzureichenden Haftvermögen oder einer Beeinträchtigung der elektrischen Leitfähigkeit infolge der Einwirkung von Schweiß und Fett entgegenzuwirken.

5. Verwenden und lagern Sie dieses Produkt nicht an folgenden Orten:

- an direktem Sonnenlicht
- in der Nähe offenen Feuers oder einer Wärmequelle
- auf heißen Oberflächen und an feuchten Orten
- in staubigem Umfeld
- an Orten mit fließendem bzw. spritzendem Wasser
- an Orten mit starker elektromagnetischer Strahlung

Für die Massage geeignete Körperpartien



Schulter



Rücken



Bauch



Taille



Fuß

Für die Massage ungeeignete Körperpartien



Kopf



Hals



Brustkorb



Sensible Bereiche

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät schaltet sich nach dem Drücken der Taste der Spannungsversorgung nicht ein.	Die Batterie kann entladen sein.	Laden Sie die Batterie voll auf. Sofern das Gerät dennoch nicht eingeschaltet werden kann, setzen Sie sich bitte mit dem Kundenservice in Verbindung.
Die Massageteile haben am Körper keine ausreichende Haftfähigkeit.	Die Gel-Pads können verschmutzt oder verschlissen sein. Die Haut der massierten Partie muss nicht ausreichend sauber sein.	<ol style="list-style-type: none">1. Reinigen Sie die Haftoberfläche der Gel-Pads mit einem feuchten Tuch, welches nicht fasert. Sofern die Pads auch danach nicht ausreichend an der Haut anhaften, sind sie auszutauschen.2. Reinigen Sie vor der Massage gründlich die Haut der ausgewählten Partie und verwenden Sie keine kosmetischen Pflegecremes und -öle.
Weder die Massage noch die Massagewirkung ist offensichtlich.	Die Gel-Pads können verunreinigt oder verschlissen sein. Die Batterien könnten leer sein.	<ol style="list-style-type: none">1. Vergewissern Sie sich, dass die Gel-Pads an der zu behandelnden Partie ausreichend fest anliegen.2. Die Batterie ist fast entladen. Laden Sie sie voll auf.

An der Stelle der anliegenden Gel-Pads empfinden Sie ein unangenehmes Gefühl.	Die Gel-Pads sind abgenutzt (verschlissen). Dies kann eine Reizung der Haut verursachen.	Verwenden Sie neue Gel-Pads.
Die Haut ist im behandelten Bereich gerötet.	Sofern die Rötung unter den Gel-Pads schnell verschwindet, ist alles in Ordnung. Es handelt sich um eine Rötung infolge der erhöhten Durchblutung der massierten Bereiche.	Unterbrechen Sie sofort die Massage und warten Sie, solange die Haut nicht zu ihrer normalen Farbe zurückkehrt. Sollte die Reizung der Haut dennoch andauern und wird dies von einem Jucken und Brennen begleitet, konsultieren Sie das Problem mit Ihrem praktischen Arzt. Es kann sich um eine allergische Reaktion handeln.
Die Haut wird infolge der Erwärmung gerötet.	Die Rötung der Haut bei einer Massage mit Heizung ist die Folge einer starken Stimulation und der Durchblutung des erwärmten Gewebes.	Die Haut sollte einige Minuten nach Beendigung der Massage in ihren Normalzustand zurückkehren. Sollte jedoch die Reizung der Haut andauern und wird dies von einem Jucken oder Brennen begleitet, konsultieren Sie das Problem und die Eignung der Anwendung der Massage mit Ihrem praktischen Arzt.
Die Massagepaste ist zu heiß.		Durch das Drücken der Taste der Spannungsversorgung schalten Sie die Heizfunktion aus und fahren in der Massage fort.

HINWEISE UND SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Kontraindikation und Nichteignung der Anwendung

1. Personen mit implantierten, elektrischen Geräten.
2. Personen mit akuter Herzarrhythmie oder Herzrhythmusstörungen bzw. Störungen des Kreislaufsystems.
3. Schwangere Frauen und Kinder bis 12 Jahre.
4. Alle Haustierarten.

Personen mit gesundheitlichen Komplikationen nach ärztlicher Konsultation

1. Personen, die wegen schwerwiegender Erkrankungen in Behandlung sind oder Medikamente einnehmen.
2. Personen mit Fieber.
3. Personen mit akuter Entzündung, eitriger Entzündung und Neigung zur Blutung.
4. Personen mit Problemen des Blutbildes, mit infektiösen oder Hautkrankheiten.
5. Personen mit Hautallergien.

Hinweise zur Verwendung

1. Vor dem Zugriff durch Kinder geschützt aufbewahren.
2. Ältere Personen und hilfebedürftige Personen sollten während der Verwendung unter Aufsicht stehen.
3. Stecken Sie weder das Gerät noch die Gel-Pads in den Mund.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht während einer anstrengenden Übung.
5. Halten Sie die Haut während der Verwendung trocken.
6. Nicht auf Wunden und Verletzungen verwenden.
7. Weichen Sie bei der Massage metallischen Gegenständen wie Halsketten, Armreifen u. Ä. aus.

8. Sollte Ihnen die Massage unangenehme Gefühle hervorrufen, brechen Sie sie ab.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht allzu lange ununterbrochen (empfohlen werden max. 30 Minuten), um der Ermüdung der Muskeln, einem Kribbeln oder einer Rötung der Haut vorzubeugen.

Technische Spezifikation

Material: Silikon + ABS + PC

Abmessungen: 274 x 75 x 22 mm

Gewicht: 140 g

Nennspannung: 5 V

Nennleistung: 7,5 W

Kapazität der Batterie: 500 mAh

Ladespannung: DC 5 V / 3 A

Ladedauer der Batterie: ca. 2 h

(Dieses Produkt wird nicht durch eine externe mobile Spannungsquelle unterstützt.)

Packungsinhalt:

1x Hauptteil

1x Fernbedienung

1x linker Flügel

1x rechter Flügel

1x USB-Ladekabel

4x Gel-Pad

Benutzungsanleitung

Ein Versorgungsadapter ist im Lieferumfang nicht umfasst. Dieses Gerät kann mit üblichen Versorgungsadaptern für Mobiltelefone oder über die USB-Schnittstelle des PC gespeist werden. Die Verwendung anderer Typen der Versorgungsadapter kann die Beschädigung des Produktes zur Folge haben.

Beschreibung der Statusanzeige

Statusanzeige am Hauptteil:

Die weiße Kontrollleuchte leuchtet: Das Gerät ist eingeschaltet oder befindet sich im Stand-by-Modus.

Die weiße Kontrollleuchte blinkt: Das Gerät wird mit der Fernbedienung gepaart.

Übergangsanzeige: aktiver, unabhängiger Massage-Modus.

Es leuchtet eine der folgenden Farben (rot/gelb/grün entspricht einer geringen/mittleren/hohen Heizintensität): aktiver, unabhängiger Heizmodus.

Eine der Übergangsfarben rot/gelb/grün leuchtet weiterhin: Die Massage und die Heizung sind gleichzeitig eingeschaltet.

Es blinkt die blaue Kontrollleuchte: niedrige Leistung/Ladezustand.

Statusanzeige der Fernbedienung

Das digitale Display und die Kontrollleuchte des Hauptteils bleiben erleuchtet: Das Gerät ist eingeschaltet.

Die Umschalttaste blinkt: Das Gerät befindet sich im Zustand des Bluetooth-Pairings.

Digitales Display >00: Die Heizkontrollleuchte leuchtet nicht und die Kontrollleuchte des Hauptteils bleibt erleuchtet. Aktiver, unabhängiger Massage-Modus.

Eine der Farben rot/gelb/grün (entspricht einer niedrigen, mittleren, hohen Temperatur) bleibt erleuchtet: aktiver, unabhängiger Heizmodus.

Eine der Farben (rot/gelb/grün entspricht einer niedrigen, mittleren, hohen Temperatur) bleibt erleuchtet: Die Massage und die Heizung sind gleichzeitig eingeschaltet.

Die rote Kontrollleuchte leuchtet: Das Gerät muss geladen werden.

Die blaue Kontrollleuchte blinkt: Das Gerät wird geladen.

Die blaue Kontrollleuchte leuchtet: Das Gerät ist aufgeladen.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Tesla Solar s.r.o., dass der Funkanlagentyp TSL-HC-HM der Richtlinie EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc



Hersteller / Importeur

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
Praha 9 Vysocany
190 00 Praha
Czech Republic
www.teslasmart.com




TESLA HEATING MASSAGER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


- EN
- DE
- CZ
- SK
- PL
- HU
- RO

POPIS ZAŘÍZENÍ



- 1) Indikátor stavu (provoz/nabíjení)
- 2) Tlačítko napájení
- 3) Indikátor baterie/nabíjení
- 4) Tlačítko nastavení teploty (zelené/žluté/červené)
- 5) Tlačítko napájení / tlačítko zámku
- 6) Tlačítko pro zvýšení intenzity
- 7) Digitální displej intenzity
- 8) Tlačítko pro snížení intenzity

Dálkové ovládání



- 9) Tlačítko přepínání
(Kliknutím přepínáte mezi jednotlivými částmi těla)
- 10) Indikátor masáže břicha
- 11) Tlačítko Reset
- 12) Indikátor masáže nohou
- 13) Indikátor masáže ramen
- 14) Indikátor masáže zad
- 15) Indikátor masáže pasu

POKYNY

1. Instalace

A) Odstraňte modrou gelovou ochrannou fólii a přiložte gelové podložky k tenkému elektrovedivému povlaku na zadní straně zařízení.

- Před použitím vždy povrch elektrovedivého povlaku pečlivě oťřete, abyste zabránili špatné přilnavosti nebo narušení elektrické vodivosti způsobené potem a mastnotou.

- Vždy zkontrolujte, aby gelové podložky přiléhaly k elektrickému povlaku těsně bez bublin. Pokud se vám nepodaří připojit podložky k povrchu povlaku bez bublin, pomocí prstů podložky přes průhlednou fólii pevněji přitiskněte a vyhladte.

B) Nainstalujte na tělo levé a pravé masážní křídlo, dávejte pozor na správnou stranovou orientaci křidel. (Zkontrolujte správnou polohu magnetu.)

2. Zapnutí

První zapnutí (spárování zařízení s dálkovým ovladačem):

Dlouze stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači a na těle přístroje po dobu 6 sekund, když jsou těleso i dálkový ovladač vypnuté. Začne blikat bílá kontrolka na tělese a kontrolka dálkového ovládání. Správný průběh párování je signalizován trvalým svícením kontrolky na zařízení a trvalým rozsvícením bílé kontrolky na dálkovém ovládání.

Běžné zapnutí:

Dlouze stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy, když jsou tělo i dálkové ovládání vypnuté.

Po úspěšném spojení zařízení a dálkového ovládání zůstane na zařízení svítit bílá kontrolka, digitální displej, indikátor části těla a tlačítka pro snížení a zvýšení intenzity.

Párování je nutné pouze při prvním použití. Poté se zařízení s dálkovým ovládáním po zapnutí vždy spáruje již automaticky.

3. Přiložení gelových podložek

Odstraňte bílou ochrannou fólii gelu a přiložte podložky na požadovanou partii těla, kterou se chystáte masírovat.

4. Zahájení masáže

Stiskněte tlačítko „+“ na dálkovém ovládní. Na digitálním displeji se změní hodnota z 00 na 01 a přístroj zahájí masáž.

5. Intenzita masáže

Stiskem tlačítka „+/-“ zvolte intenzitu masáže, která vám nejvíce vyhovuje. Intenzitu lze nastavit v rozmezí 0 až 15.

- Dlouhým stisknutím tlačítka „-“ přepnete režim výkonu masáže.

6. Režim

Stiskem přepínacího tlačítka na dálkovém ovladači můžete přepínat mezi masážemi různých částí těla. K dispozici je 5 masážních režimů pro různé části těla.

7. Funkce ohřevu

Funkci ohřevu aktivujete stiskem tlačítka nastavení teploty. Teplota ohřevu má tři úrovně: nízkou, střední a vysokou.

- Pro lepší zážitek funkci po 8 sekundách po přiložení k tělu opět zapněte.

8. Funkce dětské pojistky pro dálkové ovládní

Pokud není dálkový ovladač používán, přejde po 30 s automaticky do funkce dětského zámku. Když potřebujete dálkový ovladač použít, můžete jej probudit stisknutím přepínacího tlačítka. V průběhu používání můžete stiskem přepínacího tlačítka uzamknout displej dálkového ovladače.

9. Vypnutí

Zařízení se vypne automaticky po 15 minutách nebo jej můžete vypnout dlouhým stisknutím tlačítka (3 s) napájení na dálkovém ovládní.

10. Skladování

Po použití nalepte zpět bílou ochrannou fólii na gelové podložky a uložte přístroj na chladném a suchém místě.

ÚDRŽBA

1. Chcete-li prodloužit životnost vestavěné baterie, uchovávejte masážní přístroj vždy plně nabitý. Při dlouhodobém uložení přístroj jednou za 2-3 měsíce plně nabijte.
2. Pokud se na povrchu masážního přístroje dostane prach, pot nebo jiné nečistoty, otřete jej jen mírně vlhkým hadříkem nebo vlhčeným ubrouskem.
3. Pokud se vám nedaří gelové podložky díky potu správně přiložit, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Prstem naberte kapku vody a rovnoměrně ji naneste na gelovou podložku nebo se pokuste z podložky jemně setřít prach.
 - Po důkladném setření vody položte podložky svrchní stranou vzhůru na dobře větraném a stinném místě, aby mohly důkladně vyschnout.
 - Po důkladném vyschnutí nalepte na gelové podložky opět bílou ochrannou fólii a uložte je na chladném a suchém místě. (Pokud již nelze přilnavost gelu obnovit, použijte nový gel.)

4. Možnosti odstranění gelu

- Uchopte jeden konec gelové podložky pevně prsty a odtrhněte. (Při odtrhávání doporučujeme podložku rolovat.)
- Zcela odstraňte zbytky gelových podložek z elektrovodivého povlaku, aby nedošlo k jeho trvalému znečištění. (Zbytky gelu lze odstranit opakovaným přiložením a odtržením odtržené gelové podložky.)
- Před odstraňováním gelových polštářků se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý. Mohlo by dojít k popálení nebo opaření.
- Po odstranění gelu vodivý povlak pečlivě otřete, abyste zabránili nedostatečné přilnavosti nebo vodivosti způsobené potem a mastnotou.

5. Tento výrobek nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech:

- Na přímém slunečním světle
- V blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje tepla
- Na horkých povrchích a vlhkých místech
- V prašném prostředí
- Na místech s tekoucí či stříkající vodou
- Na místech se silným elektromagnetickým zářením

Vhodné tělesné partie pro masáž



Rameno



Záda



Břícho



Pas



Noha

Nevhodné tělesné partie pro masáž



Hlava



Krk



Hrudník



Citlivé oblasti

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení se po stisknutí tlačítka napájení nezapne.	Baterie může být vybitá.	Plně nabijte baterii. Pokud se zařízení stále nedaří zapnout, kontaktujte zákaznický servis.
Masážní části nemají dostatečnou přilnavost k tělu.	Gelové podložky mohou být špinavé nebo opotřebované. Pokožka masírované oblasti nemusí být dostatečně čistá.	1. Přilnavý povrch gelových podložek očistěte vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Pokud ani poté nejsou podložky k pokožce dostatečně přilnavé, je potřeba je vyměnit. 2. Před masáží pokožku vybrané partie důkladně očistěte a nepoužívejte žádné ošetřující kosmetické krémy a oleje.
Masáž ani masážní účinek není patrný.	Gelové podložky mohou být znečištěné nebo opotřebované. Baterie jsou možná vybité.	1. Ujistěte se, že jsou gelové podložky dostatečně pevně přiloženy k ošetřované oblasti. 2. Baterie je téměř vybitá. Plně ji nabijte.
V místě přiložených gelových podložek pocítujete nepříjemné pocity.	Gelové podložky jsou opotřebované. To může způsobovat podráždění pokožky.	Použijte nové gelové podložky.

<p>Kůže v ošetřované oblasti červená.</p>	<p>Pokud zarudnutí pod gelovými podložkami rychle mizí, je to v pořádku. Jedná se o zarudnutí způsobené zvýšeným prokrvením masírovaných oblastí.</p>	<p>Masáž okamžitě přerušete a vyčkejte, dokud se barva pokožky nevrátí do normálu. Pokud však podráždění kůže přetrvává a je doprovázeno svěděním nebo pálením, zkontaktujte problém se svým praktickým lékařem. Může se jednat o alergickou reakci.</p>
<p>Kůže působením ohřevu červená.</p>	<p>Zarudnutí kůže při masáži s ohřevem je způsobenou silnou stimulací a prokrvením zahřáté tkáně.</p>	<p>Pokožka by se měla vrátit do normálního stavu několik minut po skončení masáže. Pokud však podráždění kůže přetrvává a je doprovázeno svěděním nebo pálením, zkontaktujte problém a vhodnost použití masáže s ohřevem se svým praktickým lékařem.</p>
<p>Masážní pasta je příliš horká.</p>		<p>Stiskem tlačítka napájení vypnete funkci ohřevu a pokračujete v masáži.</p>

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kontraindikace a nevhodnost použití

1. Lidé s implantovanými elektrickými přístroji.
2. Osoby trpící akutní srdeční arytmií nebo poruchami srdečního rytmu či poruchami oběhové soustavy.
3. Těhotné ženy a děti do 12 let.
4. Všechny druhy domácích zvířat.

Osoby se zdravotními komplikacemi po konzultaci s lékařem

1. Osoby, které se léčí nebo užívají léky na závažné onemocnění.
2. Osoby s horečkou.
3. Osoby s akutním zánětem, hnisavým zánětem a sklonem ke krvácení.
4. Osoby s problémy krevního obrazu, infekčními nebo kožními chorobami.
5. Osoby s kožními alergiemi.

Poznámky k použití

1. Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Starší osoby a osoby, které se o sebe nedokážou postarat, by měly být během používání pod dozorem.
3. Nevkládejte přípravek ani gelové podložky do úst.
4. Nepoužívejte přístroj během namáhavého cvičení.
5. Během používání udržujte pokožku suchou.
6. Nepoužívejte na rány a poranění.
7. Při masáži se vyhněte kovovým předmětům, jako jsou náhrdelníky, náramky apod.
8. Pokud vám masáž působí nepříjemné pocity, ukončete ji.
9. Nepoužívejte přístroj nepřetržitě příliš dlouho (doporučuje se maximálně 30 minut), abyste předešli svalové únavě, brnění nebo zarudnutí pokožky.

Technická specifikace

Materiál: Silikon + ABS + PC

Rozměry: 274 x 75 x 22 mm

Hmotnost: 140 g

Jmenovité napětí: 5 V

Jmenovitý výkon: 7,5 W

Kapacita baterie: 500 mAh

Napětí nabíjení: DC 5 V / 3 A

Doba nabíjení baterie: přibližně 2 h

(Tento produkt není podporován externím mobilním zdrojem napájení.)

Obsah balení:

1x hlavní část

1x dálkové ovládání

1x levé křídlo

1x pravé křídlo

1x nabíjecí kabel USB

4x gelová podložka

Uživatelská příručka

Součástí balení není napájecí adaptér. Tento přístroj lze napájet běžnými napájecími adaptéry pro mobilní telefony a počítačová rozhraní USB. Použití jiných typů napájecích adaptérů může vést k poškození výrobku.

Popis stavové signalizace

Stavová signalizace na hlavní části:

Bílá kontrolka svítí: zařízení je zapnuto nebo v pohotovostním režimu.

Bílá kontrolka bliká: zařízení se páruje s dálkovým ovladačem.

Přechodová signalizace: aktivní nezávislý režim masáže.

Svítili jedna z následujících barev (červená/žlutá/zelená odpovídá nízké/střední/vysoké intenzitě ohřevu): aktivní nezávislý režim ohřevu.

Jedna z přechodových barev červená/žlutá/zelená zůstává svítit: masáž a ohřev jsou zapnuty současně.

Bliká modrá kontrolka: nízký výkon/stav nabíjení.

Stavová signalizace dálkového ovládání

Digitální displej a kontrolka hlavní části zůstávají rozsvícené: zařízení je zapnuté.

Přepínací tlačítko bliká: zařízení je ve stavu párování Bluetooth.

Digitální displej >00: Kontrolka ohřevu nesvítili a kontrolka hlavní části zůstává rozsvícená: aktivní nezávislý režim masáže.

Jedna z barev červená/žlutá/zelená (odpovídající nízké, střední, vysoké teplotě) zůstává rozsvícená: aktivní nezávislý režim ohřevu.

Jedna z barev (červená/žlutá/zelená odpovídá nízké/střední/vysoké teplotě) zůstává rozsvícená: masáž a ohřev jsou zapnuty současně.

Červená kontrolka svítí: zařízení je potřeba nabít.

Modrá kontrolka bliká: zařízení se nabíjí.

Modrá kontrolka svítí: zařízení je nabitě.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.


EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Tesla Solar s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-HC-HM je v souladu se směrnicí. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: tsl.sh/doc



Výrobce / Dovozce

TESLA Solar s.r.o.
Rubeška 215/1
Praha 9 Vysocany
190 00 Praha
Czech Republic
www.teslasmart.com




TESLA HEATING MASSAGER

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


- EN
- DE
- CZ
- SK
- PL
- HU
- RO

POPIS ZARIADENIA



- 1) Indikátor stavu (činnosť/nabíjanie)
- 2) Tlačidlo napájania
- 3) Indikátor batérie/nabíjania
- 4) Tlačidlo nastavenia teploty (zelené/žlté/červené)
- 5) Tlačidlo napájania / tlačidlo zámku
- 6) Tlačidlo na zvýšenie intenzity
- 7) Digitálny displej intenzity
- 8) Tlačidlo na zníženie intenzity

Dialkové ovládanie



- 9) Tlačidlo prepínania
(Kliknutím prepínate medzi jednotlivými časťami tela)
- 10) Indikátor masáže brucha
- 11) Tlačidlo Reset
- 12) Indikátor masáže nôh
- 13) Indikátor masáže pliec
- 14) Indikátor masáže chrbta
- 15) Indikátor masáže pása

POKYNY

1. Inštalácia

A) Odstráňte modrú gélovú ochrannú fóliu a gélové podložky priložte k tenkému elektrovodivému povlaku na zadnej strane prístroja.

- Pred použitím vždy dobre otrite povrch elektrovodivého povlaku, aby ste zabránili slabej priľnavosti alebo narušeniu elektrickej vodivosti spôsobenej potom a masntotou.

- Vždy skontrolujte, či gélové podložky priliehajú k elektrickému povlaku tesne, bez bublín. Ak sa vám podložky nepodarí pripojiť k povrchu povlaku bez bublín, podložky pevnejšie pritlačte a vyhladzte cez priehľadnú fóliu pomocou prstov.

B) Na telo nainštalujte ľavé a pravé masážne krídlo, dávajte pozor na správnu orientáciu krídel (vpravo – vľavo). (Skontrolujte správnu polohu magnetu.)

2. Zapnutie

Prvé zapnutie (spárovanie zariadenia s diaľkovým ovládačom):

Na 6 sekúnd stlačte tlačidlá napájania na diaľkovom ovládači a na prístroji, pričom prístroj a diaľkový ovládač sú vypnuté. Začne blikať biela kontrolka na prístroji a kontrolka diaľkového ovládania. Správny priebeh párovania signalizuje trvalé svetlo kontrolky na prístroji a trvalé svetlo bielej kontrolky na diaľkovom ovládaní.

Bežné zapnutie:

Na 3 sekundy stlačte tlačidlo napájania, pričom prístroj a diaľkové ovládanie sú vypnuté. Po úspešnom spojení prístroja a diaľkového ovládania zostane na prístroji svietiť biela kontrolka, digitálny displej, indikátor časti tela a tlačidlá na zníženie a zvýšenie intenzity.

Párovanie je nutné iba pri prvom použití. Potom sa prístroj s diaľkovým ovládaním po zapnutí vždy spáruje automaticky.

3. Priloženie gélových podložiek

Odstráňte bielu ochrannú fóliu gélu a podložky priložte na požadovanú časť tela, ktorú budete masírovať.

4. Začiatok masáže

Stlačte tlačidlo „+“ na diaľkovom ovládaní. Na digitálnom displeji sa hodnota 00 zmení na 01 a prístroj začne masírovať.

5. Intenzita masáže

Stlačením tlačidla „+/-“ zvolíte intenzitu masáže, ktorá vám najviac vyhovuje. Intenzitu možno nastaviť v rozmedzí 0 až 15.

- Dlhým stlačením tlačidla „-“ prepínate medzi intenzitou masáže.

6. Režim

Stlačením prepínacieho tlačidla na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi masážami rôznych častí tela. K dispozícii je 5 masážnych režimov pre rôzne časti tela.

7. Funkcia ohrevu

Funkciu ohrevu aktivujete stlačením tlačidla nastavenia teploty. Teplota ohrevu má tri úrovne: nízku, strednú a vysokú.

- Pre lepší zážitok funkciu ohrevu po 8 sekundách po priložení k telu opäť zapnite.

8. Funkcia detskej poistky pre diaľkové ovládanie

Ak sa diaľkový ovládač nepoužíva, po 30 sekundách automaticky prejde do funkcie detského zámku. Keď potrebujete použiť diaľkový ovládač, môžete ho prebudíť stlačením prepínacieho tlačidla. Počas používania môžete stlačením prepínacieho tlačidla uzamknúť displej diaľkového ovládača.

9. Vypnutie

Prístroj sa vypne automaticky po 15 minútach, alebo ho môžete vypnúť dlhým stlačením tlačidla (3 sekundy) napájania na diaľkovom ovládači.

10. Skladovanie

Po použití bielu ochrannú fóliu nalepte späť na gélové podložky a prístroj uložte na chladné a suché miesto.

ÚDRŽBA

1. Ak chcete predĺžiť životnosť vstavanej batérie, masážny prístroj uchovávajte vždy plne nabitý. Pri dlhodobom uskladnení prístroj raz za 2-3 mesiace plne nabite.
2. Ak sa na povrch masážneho prístroja dostane prach, pot alebo iné nečistoty, jemne ich odstráňte vlhkou handričkou alebo navlhčeným obrúskom.
3. Ak sa vám gélové podložky z dôvodu potu nedarí správne priložiť, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 - Prstom naberte kvapku vody a rovnomerne ju naneste na gélovú podložku, alebo sa pokúste z podložky jemne utrieť prach.
 - Po dôkladnom zotretí vody položte podložky vrchnou stranou nahor na dobre vetrané a zatienené miesto, aby mohli dôkladne vyschnúť.
 - Po dôkladnom vyschnutí na gélové podložky opäť nalepte bielu ochrannú fóliu a uložte ich na chladné a suché miesto. (Ak sa príľnavosť gélu už nedá obnoviť, použite nový gél.)

4. Možnosti odstránenia gélu

- Prstami pevne uchopte jeden koniec gélovej podložky a odtrhnite. (Pri odtrhávaní odporúčame podložku rolovať.)
- Z elektrovodivého povlaku odstráňte všetky zvyšky gélových podložiek, aby nedošlo k trvalému znečisteniu povlaku. (Zvyšky gélu možno odstrániť opakovaným priložením a odtrhnutím gélovej podložky.)
- Pred odstránením gélových vankúšikov sa vždy ubezpečte, že prístroj je vypnutý. Inak by mohlo dôjsť k popáleniu alebo opareniu.
- Po odstránení gélu vodivý povlak dobre otrite, aby ste zabránili nedostatočnej príľnavosti alebo vodivosti spôsobenej potom a masťou.

5. Tento výrobok nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:

- Na priamom slnečnom svetle
- Blízko otvoreného ohňa alebo zdroja tepla
- Na horúcom povrchu a vlhkých miestach
- V prašnom prostredí
- Na miestach s tečúcou alebo striekajúcou vodou
- Na miestach so silným elektromagnetickým žiarením

Vhodné telesné partie na masáž



Plecia



Chrbát



Brucho



Pás



Nohy

Nevhodné telesné partie na masáž



Hlava



Krk



Hrudník



Citlivé oblasti

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Prístroj sa po stlačení tlačidla napájania nezapne.	Batéria môže byť vybitá.	Batériu plne nabite. Ak sa prístroj stále nedarí zapnúť, kontaktujte zákaznický servis.
Masážne časti nedostatočne prilnú k telu.	Gélové podložky môžu byť špinavé alebo opotrebované. Pokožka masírovanej oblasti nemusí byť dostatočne čistá.	1. Prilnavý povrch gélových podložiek vyčistite vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak ani potom podložky k pokožke dostatočne neprilnú, treba ich vymeniť. 2. Pred masážou pokožku masírovanej časti dôkladne vyčistite a nepoužívajte žiadne ošetrojúce kozmetické krémy ani oleje.
Masáž a masážne účinky nie sú citeľné.	Gélové podložky môžu byť znečistené alebo opotrebované. Batérie sú možno vybité.	1. Ubezpečte sa, že gélové podložky sú dostatočne pevne priložené k masírovanej časti. 2. Batéria je takmer vybitá. Plne ju nabite.
Na mieste priložených gélových podložiek pociťujete nepríjemný pocit.	Gélové podložky sú opotrebované. To môže spôsobovať podráždenie pokožky.	Použite nové gélové podložky.

<p>Koža v ošetrovanej oblasti sčervenie.</p>	<p>Ak sčervenanie pod gélovými podložkami rýchlo zmizne, je to v poriadku. Ide o sčervenanie spôsobené zvýšeným prekrvením masírovaných častí.</p>	<p>Masáž okamžite prerušte a počkajte, dokým sa farba pokožky nevráti do normálu. Ak podráždenie kože pretrváva a je sprevádzané svrbením alebo pálením, poraďte sa s vaším praktickým lekárom. Môže ísť o alergickú reakciu.</p>
<p>Koža pôsobením ohrevu sčervenie.</p>	<p>Sčervenanie kože pri masáži s ohrevom je spôsobené silnou stimuláciou a prekrvením zahriateho tkaniva.</p>	<p>Pokožka by sa mala vrátiť do normálneho stavu niekoľko minút po skončení masáže. Ak však podráždenie kože pretrváva a je sprevádzané svrbením alebo pálením, o vhodnosti masáže s ohrevom sa poraďte s vaším praktickým lekárom.</p>
<p>Masážna pasta je príliš horúca.</p>		<p>Stlačením tlačidla napájania vypnite funkciu ohrevu a pokračujte v masáži.</p>

UPOZORNENIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Kontraindikácie a nevhodnosť použitia

1. Ľudia s implantovanými elektrickými prístrojmi.
2. Osoby trpiace akútnou srdcovou arytmiou alebo poruchami srdcového rytmu alebo poruchami obehovej sústavy.
3. Tehotné ženy a deti do 12 rokov.
4. Všetky druhy domácich zvierat.

Osoby so zdravotnými komplikáciami až po konzultácii s lekárom

1. Osoby, ktoré sa liečia alebo užívajú lieky na vážne choroby.
2. Osoby s horúčkou.
3. Osoby s akútnym zápalom, hnisavým zápalom a sklonom ku krvácaniu.
4. Osoby s problémami krvného obrazu, infekčnými alebo kožnými chorobami.
5. Osoby s kožnými alergiami.

Poznámky k používaniu

1. Udržujte mimo dosahu detí.
2. Staršie osoby a osoby, ktoré sa o seba nedokážu postarať, by mali byť počas používania prístroja pod dozorom.
3. Prípravok ani gélové podložky nedávajte do úst.
4. Nepoužívajte prístroj počas namáhavého cvičenia.
5. Počas používania udržiavajte pokožku suchú.
6. Nedávajte na rany a poranenia.
7. Pri masáži sa vyhnite kovovým predmetom, ako sú náhrdelníky, náramky a pod.
8. Ak vám masáž spôsobuje nepríjemné pocity, ukončite ju.
9. Prístroj nepoužívajte nepretržite príliš dlho (odporúča sa maximálne 30 minút), aby ste predišli svalovej únave, brneniu a sčervenaniu pokožky.

Technická špecifikácia

Materiál: Silikón + ABS + PC

Rozmery: 274 x 75 x 22 mm

Hmotnosť: 140 g

Menovité napätie: 5 V

Menovitý výkon: 7,5 W

Kapacita batérie: 500 mAh

Napätie nabíjania: DC 5 V / 3 A

Doba nabíjania batérie: približne 2 h

(Tento výrobok nie je podporovaný externým mobilným zdrojom napájania.)

Obsah balenia:

1x hlavná časť

1x diaľkové ovládanie

1x ľavé krídlo

1x pravé krídlo

1x nabíjací kábel USB

4x gélová podložka

Používateľská príručka

Súčasťou balenia nie je napájací adaptér. Tento prístroj možno napájať bežnými napájacími adaptérami pre mobilné telefóny a počítačové rozhranie USB. Použitie iných typov napájacích adaptérov môže poškodiť výrobok.

Popis stavovej signalizácie

Stavová signalizácia na hlavnej časti:

Biela kontrolka svieti: prístroj je zapnutý alebo v pohotovostnom režime.

Biela kontrolka bliká: prístroj sa páruje s diaľkovým ovládačom.

Prechodová signalizácia: aktívny nezávislý režim masáže.

Svieti jedna z nasledujúcich farieb (červená/žltá/zelená zodpovedá nízkej/strednej/vysokej intenzite ohrevu): aktívny nezávislý režim ohrevu.

Jedna z prechodových farieb červená/žltá/zelená ostáva svietiť: masáž a ohrev sú zapnuté súčasne.

Bliká modrá kontrolka: nízky výkon/stav nabíjania.

Stavová signalizácia diaľkového ovládania

Digitálny displej a kontrolka hlavnej časti ostávajú rozsvietené: zariadenie je zapnuté.

Prepínacie tlačidlo bliká: prístroj sa páruje s Bluetooth.

Digitálny displej > 00: Kontrolka ohrevu nesvieti a kontrolka hlavnej časti ostáva rozsvietená: aktívny nezávislý režim masáže.

Jedna z farieb červená/žltá/zelená (zodpovedajúca nízkej, strednej, vysokej teplote) ostáva rozsvietená: aktívny nezávislý režim ohrevu.

Jedna z farieb (červená/žltá/zelená zodpovedajúca nízkej, strednej, vysokej teplote) ostáva rozsvietená: masáž a ohrev sú zapnuté súčasne.

Červená kontrolka svieti: zariadenie treba nabíť.

Modrá kontrolka bliká: zariadenie sa nabíja.

Modrá kontrolka svieti: zariadenie je nabité.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.


EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tesla Solar s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-HC-HM je v súlade so smernicou. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: tsl.sh/doc



Výrobca / Dovožca

TESLA Solar s.r.o.
Rubeška 215/1
Praha 9 Vysocany
190 00 Praha
Czech Republic
www.teslasmart.com



EN

DE

CZ

SK

PL


HU

RO

TESLA HEATING MASSAGER


PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

OPIS URZĄDZENIA



- 1) Wskaźnik stanu (praca/ladowanie)
- 2) Przycisk zasilania
- 3) Wskaźnik baterii/ladowania
- 4) Przycisk ustawiania temperatury (zielony/żółty/czerwony)
- 5) Przycisk zasilania/przycisk blokady
- 6) Przycisk zwiększania intensywności
- 7) Cyfrowy wyświetlacz intensywności
- 8) Przycisk zmniejszania intensywności

Pilot zdalnego sterowania



- 9) Przycisk przełączania (Kliknij, aby przełączyć między częściami ciała)
- 10) Wskaźnik masażu brzucha
- 11) Przycisk resetowania
- 12) Wskaźnik masażu nóg
- 13) Wskaźnik masażu ramion
- 14) Wskaźnik masażu pleców
- 15) Wskaźnik masażu talii

INSTRUKCJE

1. Instalacja

A) Usuń niebieską żelową folię ochronną i nałóż żelowe nakładki na cienką powłokę przewodzącą z tyłu urządzenia.

- Zawsze dokładnie wytrzyj powierzchnię powłoki przewodzącej przed użyciem, aby zapobiec słabej przyczepności lub zmniejszeniu przewodności elektrycznej spowodowanej potem i tłuszczem.

- Należy zawsze upewnić się, że nakładki żelowe ściśle przylegają do powłoki elektrycznej bez pęcherzyków powietrza. Jeśli nie można przymocować nakładki do powierzchni powłoki bez pęcherzyków powietrza, należy użyć palców, aby mocniej docisnąć nakładki do przezroczystej folii i wygładzić je.

B) Zamontuj lewe i prawe skrzydełka masujące na ciele, zwracając uwagę na prawidłową orientację boczną skrzydełek. (Sprawdź prawidłowe położenie magnesu.)

2. Włączenie

Pierwsze włączenie (parowanie urządzenia z pilotem):

Naciśnij długo przycisk zasilania na pilocie i na obudowie urządzenia przez 6 sekund, gdy zarówno obudowa, jak i pilot są wyłączone. Biały wskaźnik na obudowie i na pilocie znacznie migać. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane ciągłym świeceniem diody na urządzeniu i białej diody na pilocie zdalnego sterowania.

Normalne włączenie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, gdy urządzenie i pilot są wyłączone. Po pomyślnym połączeniu urządzenia i pilota zdalnego sterowania, biały wskaźnik, wyświetlacz cyfrowy, wskaźnik części ciała oraz przyciski zmniejszenia i zwiększenia intensywności pozostają podświetlone na urządzeniu.

Parowanie jest wymagane tylko przy pierwszym użyciu. Następnie urządzenie i pilot zdalnego sterowania są zawsze parowane automatycznie po włączeniu.

3. Zakładanie nakładek żelowych

Zdejmij białą folię ochronną z żelu i nałóż nakładki na wybraną część ciała, którą chcesz masować.

4. Rozpoczęcie masażu

Naciśnij przycisk + na pilocie zdalnego sterowania. Cyfrowy wyświetlacz zmieni się z 00 na 01, a urządzenie rozpocznie masaż.

5. Intensywność masażu

Naciśnij przycisk „+/-”, aby wybrać intensywność masażu, która najbardziej Ci odpowiada. Intensywność można ustawić w zakresie od 0 do 15.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby przełączyć tryb mocy masażu.

6. Tryb

Naciśnij przycisk przełącznika na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączać między masażem różnych części ciała. Dostępnych jest 5 trybów masażu dla różnych części ciała.

7. Funkcja ogrzewania

Aby aktywować funkcję ogrzewania, naciśnij przycisk ustawiania temperatury. Temperatura ogrzewania ma trzy poziomy: niski, średni i wysoki.

- Aby uzyskać lepsze wrażenia, należy ponownie włączyć funkcję po 8 sekundach od połączenia z ciałem.

8. Funkcja blokady przed dziećmi dla pilota zdalnego sterowania

Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany, po 30 sekundach automatycznie przejdzie w funkcję blokady przed dziećmi. Gdy zajdzie potrzeba użycia pilota, można go wybudzić, naciskając przycisk włącznika. Podczas użytkowania można nacisnąć przycisk przełączania, aby zablokować wyświetlacz pilota.

9. Wylączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach lub można je wyłączyć poprzez długie naciśnięcie przycisku zasilania (3 sekundy) na pilocie zdalnego sterowania.

10. Przechowywanie

Po użyciu należy nakleić białą folię ochronną z powrotem na nakładki żelowe i przechowywać urządzenie w chłodnym, suchym miejscu.

KONSERWACJA

1. Aby przedłużyć żywotność wbudowanego akumulatora, należy zawsze utrzymywać urządzenie do masażu w pełni naładowane. W przypadku przechowywania przez dłuższy czas, urządzenie należy ładować do pełna raz na 2-3 miesiące.
2. Jeśli kurz, pot lub inne zabrudzenia dostaną się na powierzchnię urządzenia do masażu, należy przetrzeć go tylko lekko wilgotną ściereczką lub wilgotną chusteczką.
3. Jeśli nie możesz prawidłowo nałożyć żelowych nakładek z powodu potu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - Nabierz palcem kroplę wody i nanieś ją równomiernie na nakładkę żelową lub spróbuj delikatnie zetrzeć kurz z nakładki.
 - Po dokładnym wytarciu wody umieść nakładki, górną stroną do góry, w dobrze wentylowanym i zacienionym miejscu, aby umożliwić im dokładne wyschnięcie.
 - Po dokładnym wyschnięciu ponownie nałóż białą folię ochronną na nakładki żelowe i przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu. (Jeśli nie można już przywrócić przyczepności żelu, należy użyć nowego żelu.)

4. Opcje usuwania żelu

- Chwyć mocno palcami jeden koniec nakładki żelowej i oderwij. (Zalecamy zwijanie nakładki podczas odrywania.)
- Całkowicie usuń pozostałości nakładki żelowej z powłoki elektroprowadzącej, aby zapobiec trwałemu zanieczyszczeniu. (Pozostałości żelu można usunąć poprzez ponowne nałożenie i oderwanie oderwanej nakładki żelowej.)
- Przed usunięciem nakładek żelowych należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Może dojść do poparzenia.
- Po usunięciu żelu należy ostrożnie wytrzeć powłokę przewodzącą, aby zapobiec utracie przyczepności lub przewodności spowodowanej potem i tłuszczem.

5. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w następujących miejscach:

- Na bezpośrednim świetle słonecznym
- W pobliżu otwartego ognia lub źródła ciepła
- Na gorących powierzchniach i w wilgotnych miejscach
- W zakurzonej otoczeniu
- W miejscach z bieżącą lub rozpryskującą się wodą
- W miejscach o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym

Części ciała odpowiednie do masażu



Ramiona



Plecy



Brzuch



Talia



Nogi

Nieodpowiednie części ciała do masażu



Głowa



Szyja



Klatka piersiowa



Obszary wrażliwe

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania.	Poziom naładowania baterii może być niski.	Naładuj baterię do pełna. Jeśli urządzenie nadal się nie włącza, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Części masujące nie mają wystarczającej przyczepności do ciała.	Nakładki żelowe mogą być brudne lub zużyte. Skóra masowanego obszaru może nie być wystarczająco czysta.	1. Oczyść powierzchnię przylepną nakładek żelowych wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką. Jeśli nakładki nie przylegają wystarczająco do skóry, należy je wymienić. 2. Przed masażem dokładnie oczyść skórę wybranego obszaru i nie używaj żadnych kremów ani olejków kosmetycznych.
Ani masaż, ani efekt masażu nie są zauważalne.	Nakładki żelowe mogą być brudne lub zużyte. Baterie mogą być wyladowane.	1. Upewnij się, że nakładki żelowe są wystarczająco mocno przymocowane do masowanego obszaru. 2. Akumulator jest prawie rozładowany. Naładuj go do pełna.
W miejscu przyłożenia nakładek żelowych odczuwany jest dyskomfort.	Nakładki żelowe są zużyte. Może to spowodować podrażnienie skóry.	Użyj nowych nakładek żelowych.

<p>Skóra w masowanym obszarze jest zaczerwieniona.</p>	<p>Jeśli zaczerwienienie pod żelowymi nakładkami szybko zniknie, jest to w porządku. Jest to zaczerwienienie spowodowane zwiększonym dopływem krwi do masowanych obszarów.</p>	<p>Należy natychmiast przerwać masaż i poczekać, aż kolor skóry wróci do normy. Jeśli jednak podrażnienie skóry utrzymuje się i towarzyszy mu swędzenie lub pieczenie, należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym. Może to być reakcja alergiczna.</p>
<p>Skóra staje się czerwona po podgrzaniu.</p>	<p>Zaczerwienienie skóry podczas masażu z podgrzewaniem jest spowodowane silną stymulacją i ukrwieniem podgrzewanej tkanki.</p>	<p>Skóra powinna powrócić do normalnego stanu kilka minut po zakończeniu masażu. Jeśli jednak podrażnienie skóry utrzymuje się i towarzyszy mu swędzenie lub pieczenie, należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym w sprawie problemu i zasadności stosowania masażu z podgrzewaniem.</p>
<p>Pasta do masażu jest zbyt gorąca.</p>		<p>Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć funkcję podgrzewania i kontynuować masaż.</p>

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeciwwskazania i brak przydatności do użycia

1. Osoby z wszczepionymi urządzeniami elektrycznymi.
2. Osoby cierpiące na ostrą arytmie serca lub zaburzenia rytmu serca lub krążenia.
3. Kobiety w ciąży i dzieci poniżej 12 roku życia.
4. Wszystkie rodzaje zwierząt domowych.

Osoby z powikłaniami medycznymi w porozumieniu z lekarzem

1. Osoby leczone lub przyjmujące leki z powodu poważnej choroby.
2. Osoby z gorączką.
3. Osoby z ostrym stanem zapalnym, ropnym zapaleniem i skłonnością do krwawień.
4. Osoby z zaburzeniami morfologii krwi, chorobami zakaźnymi lub chorobami skóry.
5. Osoby z alergiami skórными.

Uwagi dotyczące stosowania

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Osoby starsze i osoby niezdolne do samodzielnej opieki powinny być nadzorowane podczas użytkowania.
3. Nie wkładać produktu ani nakładek żelowych do ust.
4. Nie używać urządzenia podczas forsownych ćwiczeń.
5. Podczas użytkowania należy utrzymywać skórę suchą.
6. Nie stosować na rany i urazy.
7. Unikać metalowych przedmiotów, takich jak naszyjniki, bransoletki itp.
8. Jeśli masaż powoduje dyskomfort, należy go przerwać.
9. Nie używaj urządzenia w sposób ciągły przez zbyt długi czas (zaleca się maksymalnie 30 minut), aby uniknąć zmęczenia mięśni, mrowienia lub zaczerwienienia skóry.

Dane techniczne

Materiał: Silikon + ABS + PC

Wymiary: 274 x 75 x 22 mm

Masa: 140 g

Napięcie znamionowe: 5 V

Moc znamionowa: 7,5 W

Pojemność baterii: 500 mAh

Napięcie ładowania: DC 5 V / 3 A

Czas ładowania baterii: ok. 2 godz.

(Ten produkt nie jest obsługiwany przez zewnętrzny zasilacz mobilny.)

Zawartość opakowania:

1x część główna

1x pilot zdalnego sterowania

1x lewe skrzydło

1x prawe skrzydło

1x kabel USB do ładowania

4x nakładka silikonowa

Podręcznik użytkownika

Zasilacz nie jest dołączony do zestawu. To urządzenie może być zasilane za pomocą zwykłych zasilaczy do telefonów komórkowych i interfejsów USB komputera. Korzystanie z innych typów zasilaczy może spowodować uszkodzenie produktu.

Opis wskazań stanu

Wskazanie stanu na głównej części:

Biała dioda świeci: urządzenie jest włączone lub znajduje się w trybie gotowości.

Biała dioda miga: urządzenie jest w trakcie parowania z pilotem zdalnego sterowania.

Sygnalizacja przejścia: aktywny niezależny tryb masażu.

Świeci się jeden z poniższych kolorów (czerwony/żółty/zielony odpowiada niskiej/średniej/wysokiej intensywności ogrzewania): aktywny niezależny tryb ogrzewania.

Jeden z kolorów przejściowych czerwony/żółty/zielony pozostaje zapalony: masaż i ogrzewanie są włączone jednocześnie.

Niebieskie światło miga: niski stan zasilania/ładowania.

Wskazanie stanu pilota zdalnego sterowania

Wyświetlacz cyfrowy i podświetlenie części głównej świecą się: urządzenie jest włączone.

Przycisk przełączania miga: urządzenie jest w stanie parowania Bluetooth.

Wyświetlacz cyfrowy >00: Kontrolka ogrzewania nie świeci się, a kontrolka części głównej pozostaje zapalona: aktywny jest tryb niezależnego masażu.

Jeden z kolorów czerwony/żółty/zielony (odpowiadający niskiej, średniej, wysokiej temperaturze) pozostaje zapalony: aktywny jest niezależny tryb ogrzewania.

Jeden z kolorów (czerwony/żółty/zielony odpowiadający niskiej/średniej/wysokiej temperaturze) pozostaje zapalony: masaż i ogrzewanie są włączone jednocześnie.

Czerwone światło świeci: urządzenie wymaga naładowania.

Niebieskie światło miga: urządzenie jest w trakcie ładowania.

Niebieskie światło świeci: urządzenie jest naładowane.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/EU). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EŪ

Tesla Solar s.r.o. niniejszym oświadcza, że TSL-HC-HM urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc



Producent / Importer

TESLA Solar s.r.o.
Rubeška 215/1
Pražská 9 Vysocany
190 00 Praha
Czech Republic
www.teslasmart.com



EN

DE

CZ

SK

PL

HU


RO

TESLA HEATING MASSAGER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Fő egység



- 1) Állapotjelző (üzemelés/töltés)
- 2) Tápellátás gomb
- 3) Akkumulátor/töltöttség állapotjelző
- 4) Hőmérséklet-beállító gomb (zöld/sárga/piros)
- 5) Tápellátás gomb / zárgomb
- 6) Intenzitás növelése gomb
- 7) Az intenzitás digitális kijelzője
- 8) Intenzitás csökkentése gomb

Távírányító



- 9) Váltás gomb
(Rákattintva válthat az egyes testrészek között)
- 10) A has masszírozásának kijelzése
- 11) Reset gomb
- 12) A láb masszírozásának kijelzése
- 13) A váll masszírozásának kijelzése
- 14) A hát masszírozásának kijelzése
- 15) A derék masszírozásának kijelzése

UTASÍTÁSOK

1. Telepítés

A) Távolítsa el a kék zselés védőfóliát, és helyezze a gélpárnákat a készülék hátoldalán lévő vékony vezetőképes bevonatra.

- Használat előtt mindig alaposan törölje át a vezetőképes bevonat felületét, hogy elkerülje az izzadság és a zsír okozta rossz tapadást vagy az elektromos vezetőképeség torzulását.

- Mindig ügyeljen rá, hogy a gélpárnák szorosan, buborékok nélkül tapadjanak az elektromos bevonatra. Ha a párnákat nem tudja buborékok nélkül rögzíteni a bevonat felületén, ujjával nyomja erősebben a párnákat az átlátszó fóliára, és simítsa el őket.

B) Szerelje fel a bal és a jobb masszázsszárnyat a házra, ügyelve a szárnyak helyes orientációjára. (Ellenőrizze a mágnes helyes pozícióját.)

2. Bekapcsolás

Az első bekapcsolás (a készülék párosítása a távirányítóval):

Nyomja 6 másodpercig a kikapcsolt távirányítón és a készüléken lévő tápellátás gombot. A készüléken lévő fehér kontroll-lámpa és a távirányító kontroll-lámpája villogni kezd. A párosítás megfelelő folyamatát a készülék kontroll-lámpájának folyamatos fénye és a távirányító folyamatos fehér fénye jelzi.

Normál bekapcsolás:

Nyomja 3 másodpercig a tápellátás gombot, ha a készülék és a távirányító ki van kapcsolva. A készülék és a távirányító sikeres csatlakoztatása után a fehér kontroll-lámpa, a digitális kijelző, a testrészelző, valamint az intenzitáscsökkentő és -növelő gombok égve maradnak a készüléken.

Párosítani csak az első használatkor kell. Ezután a bekapcsolást követően a készülék és a távirányító automatikusan összekapcsolódik.

3. A gélpárnák felhelyezése

Távolítsa el a gél fehér védőfóliáját, és helyezze a párnákat a masszírozni kívánt testrészsre.

4. A masszázs megkezdése

Nyomja meg a „+” gombot a távirányítón. A digitális kijelzőn a 00 érték 01-re vált, és a készülék masszírozni kezd.

5. A masszázs intenzitása

A „+/-” gomb megnyomásával válassza ki a masszázs megfelelő intenzitását. Az intenzitás 0 - 15 között állítható.

- A „-” gomb hosszú megnyomásával válthat masszázsteljesítmény üzemmódra.

6. Üzemmód

A távirányítón lévő váltás gomb megnyomásával válthat a különböző testrészek masszírozása között. 5 masszázzüzemmód áll rendelkezésre a különböző testrészekre.

7. Melegítés funkció

A melegítés funkciót a hőmérséklet-beállító gombbal aktiválhatja. A melegítésnek három fokozata van: alacsony, közepes és magas.

- A jobb élmény érdekében a funkciót 8 másodperccel a testre helyezés után újra kapcsolja be.

8. Gyermezkár funkció a távirányítón

Ha a távirányító nincs használatban, 30 másodperc elteltével automatikusan gyermezkár funkcióba lép. Ha használni szeretné a távirányítót, a váltás gomb megnyomásával felébresztheti. Használat közben a váltás gomb megnyomásával zárolhatja a távirányító kijelzőjét.

9. Kikapcsolás

A készülék 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol, vagy a távirányítón lévő tápellátás gomb hosszú (3 mp) megnyomásával kikapcsolhatja.

10. Tárolás

Használat után ragassza vissza a fehér védőfóliát a gélpárnákra, és a készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.

KARBANTARTÁS

1. A beépített akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében mindig tartsa a masszázskészüléket teljesen feltöltve. Hosszútávú tárolás esetén 2-3 havonta töltsse fel teljesen a készüléket.

2. Ha por, izzadság vagy más szennyeződés kerül a masszázskészülék felületére, törölje le egy enyhén nedves ronggyal vagy megnedvesített törölkendővel.

3. Ha az izzadás miatt nem tudja megfelelően felhelyezni a gélpárnákat, kövesse az alábbi utasításokat:

- Vegyen az ujjára egy csepp vizet, és egyenletesen vigye fel a gélpárnára, vagy próbálja meg óvatosan letörölni a port a párnáról.

- Miután a vizet alaposan letörölte, helyezze a párnákat a felső oldalukkal felfelé egy jól szellőző és árnyékos helyre, hogy alaposan megszáradjanak.

- Miután teljesen megszáradt, ragassza vissza a fehér védőfóliát a gélpárnákra, és hűvös, száraz helyen tárolja őket. (Ha a gél tapadása már nem állítható helyre, használjon új gélt.)

4. A gél eltávolításának lehetőségei

- Fogja meg az ujjával erősen a gélpárna egyik végét, és húzza le. (Húzás közben javasolt a párnát feltekerni.)

- Teljesen távolítsa el a gélpárna maradványait a vezetőképes bevonatról, nehogy tartósan szennyeződjön. (A gélmaradványok eltávolíthatók a gélpárna újbóli felhelyezésével és lehűzésével.)

- Mielőtt a gélpárnákat eltávolítja, mindig győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. Megégetheti vagy leforrázhatja magát.

- A gél eltávolítása után gondosan törölje át a vezetőképes bevonatot, hogy elkerülje az izzadság és a zsír okozta elégtelen tapadást vagy a vezetőképesség csökkenését.

5. Ezt a terméket ne használja és ne tárolja az alábbi helyeken:

- Közvetlen napfényen
- Nyílt láng vagy egyéb hőforrás közelében
- Forró felületen vagy nedves helyen
- Poros környezetben
- Ahol folyó víznek vagy vízpermetnek van kitéve
- Ahol erős az elektromágneses sugárzás

Masszírozható testrészek



Váll



Hát



Has



Derék



Láb

Nem masszírozható testrészek



Fej



Nyak



Mellkas



Érzékeny területek

HIBAELEHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék a tápellátás gomb megnyomását követően nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerülhetett.	Töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha a készüléket továbbra sem sikerül bekapcsolni, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A masszírozó felületek nem tapadnak eléggé a testhez.	A gélpárnák szennyezettek vagy elhasználódtak. A masszírozni kívánt testfelület nem eléggé tiszta.	1. A gélpárnák tapadófelületét tisztítsa meg egy szőszmentes nedves ronggyal. Ha a párnák továbbra sem tapadnak eléggé a bőrhöz, ki kell cserélni őket. 2. Masszázs előtt az adott testfelületet alaposan tisztítsa meg, és ne használjon semmiféle bőrápoló krémet vagy olajat.
Sem a masszázs, sem a masszázshatása nem érzékelhető.	A gélpárnák szennyezettek vagy elhasználódtak. Az akkumulátorok valószínűleg lemerültek.	1. Győződjön meg róla, hogy a gélpárnák elég szilárdan rátapadnak a kezelendő területre. 2. Az akkumulátor majdnem lemerült. Teljesen töltse fel.
Kellemetlen érzést tapasztal a gélpárnák alatt.	A gélpárnák elhasználódhattak. Ez irritálhatja a bőrt.	Használjon új gélpárnákat.

<p>A bőr a kezelt területen piros.</p>	<p>Ha a gélpárnák alatt kivörösödött bőr hamar rendbe jön, akkor nincs probléma. Ezt a bőrpírt az okozza, hogy a masszírozott területen vérbőség keletkezik.</p>	<p>Azonnal hagyja abba a masszázst, és várja meg, míg a normális bőrszín visszatér. Ha azonban a bőrirritáció tartósan fennáll, és viszketéssel vagy égő érzéssel jár, forduljon házi orvosához. Allergiás reakcióról lehet szó.</p>
<p>A bőr a melegítés hatására kipirul.</p>	<p>A bőr kivörösödését a melegítő masszázs során a felmelegített szövetek erős stimulációja és fokozott vérellátása okozza.</p>	<p>A bőrnek a masszázs befejezését követően pár percen belül vissza kell térnie normál állapotába. Ha azonban a bőrirritáció tartósan fennáll, és viszketéssel vagy égő érzéssel jár, forduljon házi orvosához, és beszélje meg vele, megfelel-e Önnek a melegítéses masszázs.</p>
<p>A masszázskrém túl forró.</p>		<p>A tápellátás gomb nyomásával kapcsolja ki a melegítés funkciót, és folytassa a masszázst.</p>

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ellenjavallatok

1. Elektromos implantátummal rendelkező személyek.
2. Akut szívritmiában, szívritmus- vagy keringési zavarban szenvedő személyek.
3. Terhes nők és 12 év alatti gyermekek.
4. Mindenfajta háziállat.

Egészségügyi problémákkal küzdő személyek, orvosi konzultációt követően

1. Súlyos betegség miatti kezelés alatt álló vagy gyógyszert szedő személyek.
2. Lázas személyek.
3. Akut gyulladásban, gennyes gyulladásban szenvedő és vérzékeny személyek.
4. Vérbkép-problémákkal, fertőző vagy bőrbetegségben szenvedő személyek.
5. Bőrrallergiás személyek.

A használatlaltal kapcsolatos megjegyzések

1. Gyermekektől elzárva tartandó.
2. Az idősebbeket és olyan személyeket, akik nem tudnak magukról gondoskodni, használat közben felügyelni kell.
3. A készítményt és a gélpárnákat ne vegye a szájába.
4. Ne használja a készüléket megterhelő testmozgás közben.
5. Használat közben a bőrét tartsa szárazon.
6. Ne használja sebes vagy sérült bőrön.
7. Masszázs közben kerülje a fémtárgyakat, például nyakláncot, karkötőt stb.
8. Ha masszázs közben kellemetlenül érzi magát, hagyja abba.
9. Ne használja a készüléket megszakítás nélkül túl sokáig (legfeljebb 30 perc ajánlott), hogy elkerülje az izomfáradtságot, zibbadást vagy a bőr kipirulását.

Műszaki adatok

Anyag: Szilikon + ABS + PC

Méret: 274 x 75 x 22 mm

Tömeg: 140 g

Névleges feszültség: 5 V

Névleges teljesítmény: 7,5 W

Az akkumulátor kapacitása: 500 mAh

Töltési feszültség: DC 5 V / 3 A

Akkumulátor feltöltési ideje kb. 2 óra

(Ez a termék nem támogatja a külső mobil tápegység használatát.)

A csomag tartalma:

1x főegység

1x távirányító

1x bal szárny

1x jobb szárny

1x USB töltőkábel

4x gélpárna

Használati útmutató

A csomagnak nem része tápadapter. Ez a készülék mobiltelefonokhoz vagy USB-s számítógép-csatlakozókhoz való általános hálózati adapterrel táplálható. Más típusú tápadapter használata a termék meghibásodásához vezethet.

Az állapotjelzések leírása

Állapotjelzések a főegységen:

A fehér kontroll-lámpa világít: a készülék be van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van.

A fehér kontroll-lámpa villog: a készülék párosítás alatt van a távirányítóval.

Váltakozó jelzés: aktív független masszázis üzemmód.

A következő színek egyike világít (piros/sárga/zöld az alacsony/közepes/magas melegítési intenzitásnak megfelelően): aktív független melegítés üzemmód.

A piros/sárga/zöld váltakozó színek egyike világít: a masszázis és a fűtés egyszerre van bekapcsolva.

A kék kontroll-lámpa villog: alacsony teljesítmény/töltöttségi szint.

Állapotjelzések a távirányítón

A digitális kijelző és a főegység kontroll-lámpája égve marad: a készülék be van kapcsolva.

A váltás gomb villog: a készülék Bluetooth párosítás üzemmódban van.

Digitális kijelző >00: A melegítés kontroll-lámpája nem világít, és a főegység kontroll-lámpája égve marad: aktív független masszázis üzemmód.

A piros/sárga/zöld színek egyike (az alacsony/közepes/magas hőmérsékletnek megfelelően) égve marad: aktív független melegítés üzemmód.

A színek egyike (piros/sárga/zöld az alacsony/közepes/magas hőmérsékletnek megfelelően) égve marad: a masszázis és a fűtés egyszerre van bekapcsolva.

A piros kontroll-lámpa világít: a készüléket fel kell tölteni.

A kék kontroll-lámpa villog: a készülék tölt.

A kék kontroll-lámpa világít: a készülék feltöltött.

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.


EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tesla Solar s.r.o. igazolja, hogy a TSL-HC-HM típusú rádióberendezés megfelel a irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: tsl.sh/doc



Gyártó / Importőr

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
Praha 9 Vysocany
190 00 Praha
Czech Republic
www.teslasmart.com




- EN
- DE
- CZ
- SK
- PL
- HU
- RO**

TESLA HEATING MASSAGER

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Partea principală



- 1) Indicator de stare (funcționare/ încărcare)
- 2) Buton pornire
- 3) Indicator baterie/încărcare
- 4) Butonul de setare a temperaturii (verde/galben/roșu)
- 5) Buton pornire / buton blocare
- 6) Buton pentru mărirea intensității
- 7) Display digital al intensității
- 8) Buton pentru reducerea intensității

Telecomandă



- 9) Buton comutare (Faceți clic pentru a comuta între părțile corpului)
- 10) Indicator de masaj abdominal
- 11) Buton Reset
- 12) Indicator de masaj picioare
- 13) Indicator de masaj brațe
- 14) Indicator de masaj Inserarea
- 15) Indicator de masaj talie

INSTRUCȚIUNI

1. Instalare

A) Îndepărtați folia albastră de protecție de gel și aplicați tamponanele cu gel pe stratul conductiv subțire de pe partea din spate a dispozitivului.

- Ștergeți întotdeauna bine suprafața stratului electro-conductiv înainte de utilizare pentru a preveni aderența slabă sau perturbarea conductivității electrice cauzate de transpirație și grăsime.

- Asigurați întotdeauna ca tamponanele cu gel să adere bine la stratul de acoperire electric, fără bule. Dacă nu reușiți să fixați tamponanele pe suprafața stratului de acoperire fără bule, folosiți-vă degetele pentru a apăsa tamponanele mai ferm pe folia transparentă și neteziți-le.

B) Instalați aripile de masaj stânga și dreapta pe corp, acordați atenție orientării laterale corecte a aripilor. (Verificați poziția corectă a magnetului.)

2. Pornire

Prima pornire (împerecherea dispozitivului cu telecomanda):

Apăsati lung butonul de pornire de pe telecomandă și de pe corpul dispozitivului timp de 6 secunde, atunci când corpul și telecomanda sunt oprite. Va începe să clipească lumina albă de pe corpul dispozitivului și indicatorul telecomenzii. Împerecherea corectă este indicată de iluminarea continuă a indicatorului pe dispozitiv și iluminarea continuă a indicatorului alb de pe telecomandă.

Pornire normală:

Apăsati lung butonul de pornire timp de 3 secunde, atunci când corpul dispozitivului și telecomanda sunt oprite. După conectarea cu succes a dispozitivului și a telecomenzii, rămân aprinse pe dispozitiv indicatorul luminos alb, displayul digital, indicatorul părții corpului și butoanele de reducere și creștere a intensității.

Împerecherea este necesară numai la prima utilizare. După aceea, când dispozitivul este pornit, acesta este întotdeauna împerecheat automat cu telecomanda.

3. Atașarea tamponanelor cu gel

Îndepărtați folia albă de protecție a gelului și aplicați tamponașele pe partea dorită a corpului pe care doriți să o masați.

4. Începerea masajului

Apăsati butonul „+” de pe telecomandă. Pe displayul digital se modifică valoarea de la 00 la 01 și dispozitivul începe masajul.

5. Intensitatea masajului

Apăsati butonul „+/-” pentru a selecta intensitatea de masaj care vi se potrivește cel mai bine. Intensitatea poate fi setată de la 0 la 15.

* Apăsati lung butonul „-” pentru a modifica modul de putere al masajului.

6. Mod

Prin apăsarea butonului de comutare de pe telecomandă, puteți comuta între masarea diferitelor părți ale corpului. Sunt disponibile 5 moduri de masaj pentru diferite părți ale corpului.

7. Funcția de încălzire

Pentru a activa funcția de încălzire, apăsați butonul de setare a temperaturii. Temperatura de încălzire are trei niveluri: scăzut, mediu și ridicat.

* Preîncălziți 8 secunde după lipirea pe corp pentru o experiență mai bună.

8. Funcție de blocare pentru copii pentru telecomandă

Dacă telecomanda nu este utilizată, aceasta intră automat în funcția de blocare pentru copii după 30 de secunde. Când aveți nevoie să utilizați telecomanda, o puteți trezi apăsând butonul de comutare. În timpul utilizării, puteți apăsa butonul de comutare pentru a bloca displayul telecomenzii.

9. Oprire

Dispozitivul se oprește automat după 15 minute sau îl puteți opri apăsând lung butonul de pornire (3 secunde) de pe telecomandă.

10. Depozitare

După utilizare, lipiți folia de protecție albă înapoi pe tamponașele cu gel și depozitați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.

ÎNTREȚINERE

1. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei încorporate, mențineți dispozitivul de masaj întotdeauna încărcat complet. La o depozitare de lungă durată, încărcați complet dispozitivul o dată la 2–3 luni.

2. Dacă pe suprafața dispozitivului de masaj se depune praf, transpirație sau alte impurități, ștergeți-l cu o cârpă umezită sau cu un șervețel umed.

3. Dacă nu puteți aplica corect tamponele cu gel din cauza transpirației, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Luați o picătură de apă cu degetul și aplicați-o uniform pe tamponul cu gel sau încercați să ștergeți ușor praful de pe tampon.

- După ștergerea completă a apei, așezați plăcuțele, cu partea de deasupra în sus, într-o zonă bine ventilată și umbrită pentru a le permite să se usuce complet.

- După uscarea completă, aplicați din nou folia albă de protecție pe tamponele cu gel și depozitați-le într-un loc răcoros și uscat. (Dacă aderența gelului nu mai poate fi restabilită, utilizați un gel nou.)

4. Posibilități de îndepărtare a gelului

- Prindeți ferm cu degetele un capăt al tamponului cu gel și desprindeți-l. (La desprindere, vă recomandăm să rulați tamponul.)

- Îndepărtați complet reziduurile tamponelor cu gel de pe stratul electro-conductiv, pentru a preveni contaminarea permanentă a acestuia. (Reziduurile de gel pot fi îndepărtate prin reaplicarea și desprinderea tamponului cu gel detașabil.)

- Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este oprit înainte de a îndepărta tamponele cu gel. S-ar putea produce arsuri sau opărire.

- După îndepărtarea gelului, ștergeți cu grijă stratul conductiv pentru a preveni lipsa de aderență sau conductivitate cauzate de transpirație și grăsime.

5. Nu utilizați și nu depozitați acest produs în următoarele locuri:

- La lumina directă a soarelui
- În apropierea unei flăcări deschise sau a unei surse de căldură
- Pe suprafețe fierbinți și în locuri umede
- Într-un mediu cu praf
- În locuri cu apă curgătoare sau stropitoare
- În locuri cu radiații electromagnetice puternice

Părți ale corpului potrivite pentru masaj



Braț



Spate



Abdomen



Talie



Picior

Părți ale corpului nepotrivite pentru masaj



Cap



Gât



Piept



Zone sensibile

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Defecțiunea	Cauza posibilă	Soluția
Dispozitivul nu pornește atunci când este apăsat butonul de pornire.	Bateria poate fi descărcată.	Încărcați complet bateria. Dacă dispozitivul tot nu pornește, contactați serviciul clienți.
Părțile de masaj nu au suficientă aderență la corp.	Tampoanele cu gel pot fi murdare sau uzate. Pielea din zona masată poate să nu fie suficient de curată.	1. Curățați suprafața adezivă a tampoanelor cu gel cu o cârpă umedă, care nu lasă scame. În cazul în care tampoanele nu aderă suficient de bine la piele nici după aceasta, trebuie înlocuite. 2. Înainte de masaj, curățați bine pielea din zona respectivă și nu folosiți creme și uleiuri cosmetice.
Nu se observă masajul sau efectul de masaj.	Tampoanele cu gel pot fi impurificate sau uzate. Este posibil ca bateriile să fie descărcate.	1. Asigurați-vă că tampoanele cu gel sunt suficient de bine fixate pe zona care urmează să fie tratată. 2. Bateria este aproape descărcată. Încărcați-o complet.
Simțiți disconfort în zona tampoanelor cu gel atașate.	Tampoanele cu gel sunt uzate. Acest lucru poate provoca iritații ale pielii.	Folosiți tampoane cu gel noi.

<p>Pielea din zona tratată este roșie.</p>	<p>Dacă roșeața de sub tamponalele cu gel dispare rapid, este în regulă. Aceasta este o înroșire cauzată de creșterea circulației sângelui în zonele masate.</p>	<p>Opriti imediat masajul și așteptați până când culoarea pielii revine la normal. Dacă iritarea pielii persistă și este însoțită de mâncărime sau arsură, consultați problema cu medicul dumneavoastră de familie. Poate fi vorba de o reacție alergică.</p>
<p>Pielea devine roșie din cauza încălzirii.</p>	<p>Înroșirea pielii în timpul masajului cu încălzire este cauzată de stimularea puternică și circulația sanguină a țesutului încălzit.</p>	<p>Pielea ar trebui să revină la normal la câteva minute după terminarea masajului. Dacă iritarea pielii persistă și este însoțită de mâncărime sau arsură, consultați problema și oportunitatea utilizării unui masaj cu încălzire cu medicul dumneavoastră de familie.</p>
<p>Pasta de masaj este prea fierbinte.</p>		<p>Apăsăți butonul de pornire pentru a opri funcția de încălzire și continuați cu masajul.</p>

AVERTIZĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Contraindicații și restricționări de utilizare

1. Persoane cu dispozitive electrice implantate.
2. Persoanele care suferă de aritmie cardiacă acută sau tulburări de ritm cardiac sau circulatorii.
3. Femei gravide și copii sub 12 ani.
4. Toate tipurile de animale domestice.

Persoanele cu complicații de sănătate după consultarea unui medic

1. Persoanele care sunt tratate sau iau medicamente pentru o boală gravă.
2. Persoane cu febră.
3. Persoane cu inflamație acută, inflamație purulentă și tendință la sângerare.
4. Persoane cu probleme de hemogramă, boli infecțioase sau de piele.
5. Persoane cu alergii ale pielii.

Note privind utilizarea

1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Persoanele în vârstă și persoanele care nu își pot purta singure de grijă trebuie supravegheate în timpul utilizării.
3. Nu introduceți produsul sau tampoanele cu gel în gură.
4. Nu utilizați dispozitivul în timpul exercițiilor fizice intense.
5. Păstrați pielea uscată în timpul utilizării.
6. Nu utilizați pe răni și leziuni.
7. La masaj, evitați obiectele metalice, cum ar fi colierele, brățările etc.
8. Dacă masajul vă face să vă simțiți inconfortabil, opriți-l.
9. Nu utilizați dispozitivul continuu prea mult timp (se recomandă maximum 30 de minute) pentru a evita oboseala musculară, furnicăturile sau înroșirea pielii.

Specificații tehnice

Material: Silicon + ABS + PC

Dimensiuni: 274 x 75 x 22 mm

Greutate: 140 g

Tensiune nominală: 5 V

Putere nominală: 7,5 W

Capacitatea bateriei: 500 mAh

Tensiunea de încărcare: DC 5 V / 3 A

Durata de încărcare a bateriei: aproximativ 2 h

(Acest produs nu suportă o sursă de alimentare mobilă externă.)

Conținutul ambalajului:

1x partea principală

1x telecomandă

1x aripa stângă

1x aripa dreaptă

1x cablu de încărcare USB

4x tampon cu gel

Instrucțiuni de utilizare

Adaptorul de alimentare nu este inclus în pachet. Acest dispozitiv poate fi alimentat cu adaptoare obișnuite pentru telefoane mobile și interfețe USB de calculator. Utilizarea altor tipuri de adaptoare de alimentare poate duce la deteriorarea produsului.

Descrierea semnalizării stării

Semnalizarea stării pe partea principală:

Indicatorul luminos alb este aprins: dispozitivul este pornit sau în modul standby.

Indicatorul luminos alb clipește: dispozitivul se împerechează cu telecomanda.

Semnalizarea de tranziție: modul de masaj independent activ.

Este aprinsă una dintre următoarele culori (roșie/galbenă/verde corespunde intensității scăzute/medii/ ridicate de încălzire): mod de încălzire independent activ.

Una dintre culorile de tranziție roșie/galbenă/verde rămâne aprinsă: masajul și încălzirea sunt pornite simultan.

Clipește indicatorul albastru: putere scăzută/stare de încărcare.

Semnalizarea stării telecomenzii

Displayul digital și indicatorul luminos al părții principale rămân aprinse: dispozitivul este pornit.

Butonul de comutare clipește: dispozitivul este în starea de împerechere Bluetooth.

Display digital >00: Indicatorul luminos de încălzire nu este aprins, iar indicatorul luminos al părții principale rămâne aprins: mod de masaj independent activ.

Una dintre culorile roșie/galbenă/verde (corespunzătoare temperaturii scăzute, medii, ridicate) rămâne aprinsă: mod de încălzire independent activ.

Una dintre culori (roșie/galbenă/verde corespunzătoare temperaturii scăzute/medii/ ridicate) rămâne aprinsă: masajul și încălzirea sunt pornite simultan.

Indicatorul roșu este aprins: dispozitivul trebuie să fie încărcat.

Indicatorul albastru clipește: dispozitivul se încarcă.

Indicatorul albastru este aprins: dispozitivul este încărcat.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ȘI RECICLAREA

Acest produs este marcat cu un simbol de colectare separată. Produsul trebuie eliminat în conformitate cu dispozițiile privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice (Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice). Nu îl eliminați împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminați toate echipamentele electrice și electronice în conformitate cu toate reglementările locale și europene la punctele de colectare desemnate, autorizate și certificate în conformitate cu prevederile legale locale. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la reducerea impactului asupra mediului și a sănătății umane. Pentru informații suplimentare privind eliminarea, vă rugăm să contactați furnizorul, centrul de service autorizat sau autoritățile locale.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU REGULAMENTELE UE

Tesla Solar s.r.o. declară prin prezenta că echipamentul radio TSL-HC-HM este în conformitate cu directivele UE. Textul integral al Declarației de conformitate cu reglementările UE este disponibil pe site-ul web: tsl.sh/doc



Producător / Importator

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
Praha 9 Vysocany
190 00 Praha
Czech Republic
www.teslasmart.com



TESLA HEATING MASSAGER

Manufacturer / Importer

TESLA Solar s.r.o.
Růžeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com