

Jak se liší Nanny od ostatních monitorů dechu?

- ▶ **Velká snímací podložka** s citlivým senzorem, která bezpečně pokryje celý spací prostor
- ▶ Vlastní **test funkčnosti** před každým použitím, proto nemůže dojít k samovolnému přerušení provozu
- ▶ Součástí balení jsou **vysoce kvalitní baterie**, které vydrží v provozu déle než 1 rok
- ▶ **Certifikovaný zdravotnický prostředek** splňující nejpřísnější požadavky
- ▶ Vývoj a výroba ve společnosti využívající **špičkové technologie**
- ▶ Prověřeno a používáno **v nemocnicích po celém světě**



Snadná a rychlá obsluha



Certifikovaný zdravotnický prostředek



Český výrobek od Jablotronu

Dopřejte si klidný spánek s Vaším miminkem i Vy



www.nanny.cz

 [Nanny.monitor.dechu](https://www.facebook.com/Nanny.monitor.dechu)

VÝROBA, PRODEJ A SERVIS:
JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33,
466 01 Jablonec nad Nisou

ZÁKAZNICKÁ LINKA
☎ : 800 800 522 ✉ : zakaznicka.linka@jablotron.cz

C-NANDL0516CZ1

JABLOTRON
CREATING ALARMS



Hlídám váš poklad

Monitor dechu miminka

JABLOTRON
CREATING ALARMS

Proč si maminky kupují Nanny?



- „ Můžu v noci **klidně spát**.
Pavla, Velké Heraldice
- „ Je to český výrobek, používala jej **porodnice**, kde jsem rodila. Sleduje dech miminka – **nejdůležitější** činnost.
Jiřina, Praha
- „ Dodává mi **pocit jistoty**, že je miminko v **bezpečí**.
Hana, Velké Losiny
- „ Má **certifikát**.
Jitka, Kralupy nad Vltavou
- „ **Zachránil život naší dcery**, miluju ho, je to ta nejúžasnější věc. **Děkuji, že jste**.
Petra, Opava
- „ **První, co jsem pořídila**, když jsem zjistila, že jsem těhotná.
Šárka, Brno

Jak Nanny chrání vaše miminko?



Stačí umístit snímací podložku **na rovnou a pevnou plochu pod matrací** a spojit ji s monitorem



Při každém zapnutí provede jednotka **test funkčnosti**, proto máte jistotu, že bude monitor vždy fungovat




Hlasitý alarm se spustí, **když dítě přestane dýchat**, nebo když se frekvence dýchání sníží pod 8 nádechů za minutu



Zvuk alarmu často stačí k tomu, aby se dítě **probudilo** a začalo znovu dýchat

Intenzita odezvy



Zelená kontrolka bliká v rytmu dechu vašeho dítěte a vy máte jistotu, že je všechno v pořádku

Proč monitor Nanny doporučují lékaři?



- ▶ **Preventivní monitorování** dechu pro **větší pocit bezpečné péče**
- ▶ **Nedonošení** kojenci
- ▶ Chronické **plicní** onemocnění
- ▶ **Neurologické** či **metabolické** onemocnění
- ▶ **Nebezpečí vdechnutí** stravy nebo drobného předmětu
- ▶ Prokázaná **apnoe** (bezdeší) delší než 20 vteřin
- ▶ **ALTE příhoda** či neúplný SIDS
- ▶ Záchvatovitý **kašel**
- ▶ Zachycená apnoe s **bradykardií**
- ▶ **Svalová slabost**
- ▶ Porucha dýchání spojená s **poklesem obsahu kyslíku v krvi**
- ▶ **Obsah žaludku se vrací do jícnu**, eventuálně do úst