



## TESLA Heating Massager



FUNKCE  
TOPENÍ



KAPACITA  
BATERIE



5 REŽIMŮ



15 STUPŇŮ  
INTENZITY

## Specifikace

<b>Materiál</b>	Silikon + ABS + PC
<b>Napětí</b>	5 V
<b>Výkon</b>	7,5 W
<b>Kapacita baterie</b>	500 mAh
<b>Výdrž na jedno nabití</b>	40 minut
<b>Nabíjecí doba baterie</b>	2 hodiny
<b>Rozměry</b>	274 × 75 × 22 mm
<b>Váha</b>	140 g
<b>Funkce</b>	15 stupňů intenzity masáže, 3 tepelné úrovně (38°C - 53°C), programy pro 5 částí těla (ramena, záda, břicho, pas, nohy)
<b>Obsah balení</b>	hlavní část zařízení (hostitel), levé a pravé křídlo, USB kabel, 4 gelové podložky, dálkové ovládání, manuál



### TECHNOLOGIE TENS

Transkutánní elektrická stimulace nervů (TENS) je neinvazivní metoda, která tlumí bolest přirozeně a bez použití léků. Funguje na principu nízkofrekvenčních elektrických impulzů, které uvolňují svaly a zmírňují různé druhy bolesti (svalů, kloubů, neuralgie, menstruační bolesti). Kombinace s tepelnou terapií postižené místo navíc prohřívá a zvyšuje účinky léčby.

### MASÁŽ 5 TĚLESNÝCH PARTIÍ

Přístroj je navržen tak, aby promasíroval 5 klíčových partií těla - ramena, záda, břicho, pas a nohy. Pro každou z partií je navržen speciální program, který vysílá elektrické impulzy v ideálním poměru síly a frekvence.

### 15 STUPŇŮ INTENZITY

Masáž snadno přizpůsobíte aktuální potřebě. Pomůže vám s tím nastavení intenzity elektrických impulzů v rozmezí 0-15 stupňů a výběr ze 3 tepelných úrovní (nízká 38°C, střední 46°C, vysoká 53°C). Kombinovat je mezi sebou můžete libovolně tak, aby vám masáž maximálně vyhovovala.

### ERGONOMICKÝ DESIGN


Provedení ve tvaru motýlka bude kopírovat křivky vašeho těla. Ať přístroj umístíte na ramena či nohu, poddajná křídýlka s gelovou podložkou dokonale přilnou ke kůži. Díky drobným rozměrům a váze pouhých 140 gramů o přístroji téměř nebudete vědět.

### AŽ 40 MINUT MASÁŽE

Na jedno nabití vydrží přístroj fungovat přibližně 40 minut (při plném výkonu). Doporučená délka masírování jedné partie těla je 15 minut, dopřát si tak může až tři masáže za sebou. Mezi jednotlivými masážemi doporučujeme dopřát si pár minut na odpočinek.

### DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Jednotlivé funkce ovládáte skrze dálkový ovladač s digitálním displejem. Najdete na něm nastavení teploty, intenzitu masáže, programy pro konkrétní části těla či indikátor stavu baterie.



### Tesla Smart pro Android a iOS

